

# Hogrefe TestSystem Version 4.x.x

## Sicherung der Daten- und der noch vorhandenen Nutzungspunkte

1. Sichern Sie die **Daten** getesteter Personen regelmässig (back-up):

Ab Werk ist das Hogrefe TestSystem so eingestellt, dass die Ergebnisse der getesteten Personen automatisch in eine Datenbank im Ordner C:\Programme\Hogrefe\TestSystem\4PRE\Daten\ gespeichert werden. Sichern Sie in diesem Ordner die Datei mit der Endung \*.pdb. Falls Sie mehrere Datenbanken angelegt haben sollten, so sichern Sie bitte alle Dateien mit dieser Endung einzeln.

2. Sichern Sie zusätzlich Ihre **Nutzungspunkte** regelmässig (back-up):

-C:\Programme\Hogrefe\TestSystem\4PRE\InfoSystem\IsGatemap.xml  
-C:\Programme\Hogrefe\TestSystem\4PRE\Dr. Watson\Testlog.txt

3. Bei einem Festplattenverlust sind ohne Sicherung die Daten und die noch vorhandenen Nutzungspunkte verloren. In einem solchen Fall können wir Ihnen lediglich die Testverfahren ohne Nutzungspunkte wieder kostenlos ersetzen. Daher senden Sie **im Falle des Verlustes** bitte die unter 2. gesicherten Dateien dem Apparatzentrum zu, damit die verlorenen Nutzungspunkte kostenlos ersetzt werden können.

Die Probandendaten können Sie selber wieder vom back-up aufspielen.

4. Falls Sie ein kostenloses Update über den HTS-Update-Manager machen wollen, jedoch kein back-up eingerichtet haben, so empfehlen wir zumindest, unmittelbar vor dem Update die Daten zu sichern und einen Ausdruck der vorhandenen Nutzungspunkte zu machen. Gehen Sie hierfür auf „Extras“, „Testnutzungen aufwerten“, drucken.

Dasselbe gilt, wenn Sie das Hogrefe TestSystem auf einen anderen PC transferieren wollen.

- Sollten Sie Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie bitte den technischen Support: 031 300 46 41 (Umleitung nach Göttingen), normaler Telefontarif.

Hogrefe Verlag GmbH & Co KG  
Apparatzentrum  
D-37085 Göttingen

Tel.: 0049 551 49609-41/-37/-38/-40  
Fax: 0049 551 49609-88  
E-Mail: [apparatzentrum@hogrefe.de](mailto:apparatzentrum@hogrefe.de)